

Surfaces

Table de dosage

Pour obtenir une solution de désinfection des surfaces prête à l'emploi. Le concentré (en pourcentage) et l'eau (en litre) donnent la quantité de la solution. (Exemple: solution à 0,5 % sur 8 l d'eau = 40 ml + 7,96 litres d'eau). Ne pas ajouter de nettoyant sans l'autorisation du fabricant. Ne plus utiliser la solution usagée salie.

| Litres Solution \ Concentré en % | 0,25 % | 0,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 2 % | 2,5 % | 3 % | 4 % | 10 % |
|----------------------------------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 litre | 2,5 ml | 5 ml | 7,5 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 100 ml |
| 2 litres | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml | 60 ml | 80 ml | 200 ml |
| 3 litres | 7,5 ml | 15 ml | 22,5 ml | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 75 ml | 90 ml | 120 ml | 300 ml |
| 4 litres | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | 100 ml | 120 ml | 160 ml | 400 ml |
| 5 litres | 12,5 ml | 25 ml | 37,5 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml | 500 ml |
| 6 litres | 15 ml | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 90 ml | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 240 ml | 600 ml |
| 7 litres | 17,5 ml | 35 ml | 52,5 ml | 70 ml | 105 ml | 140 ml | 175 ml | 210 ml | 280 ml | 700 ml |
| 8 litres | 20 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 240 ml | 320 ml | 800 ml |
| 9 litres | 22,5 ml | 45 ml | 67,5 ml | 90 ml | 135 ml | 180 ml | 225 ml | 270 ml | 360 ml | 900 ml |
| 10 litres | 25 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml | 1000 ml |
| 15 litres | 37,5 ml | 75 ml | 112,5 ml | 150 ml | 225 ml | 300 ml | 375 ml | 450 ml | 600 ml | 1500 ml |
| 20 litres | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml | 600 ml | 800 ml | 2000 ml |
| 30 litres | 75 ml | 150 ml | 225 ml | 300 ml | 450 ml | 600 ml | 750 ml | 900 ml | 1200 ml | 3000 ml |

